

Tokai Hit ThermoBox support equipments list for Nikon Ti2 series

* Please contact Tokia Hit for compatability with other equipments which are not listed bellow.

System part		Model name 型式	Installation position 取り付け位置
Microscope		TI2-E	
Eyepieces 鏡筒関係	Binocular 鏡筒	TC-T-TS Binocular Tube S	General Binocular base 各種鏡筒ベース
	Binocular 鏡筒	TC-T-ER Binocular Tube ER	
	Eyepiece Tube Base 鏡筒ベース	TI2-T-BP-E XPH Eyepiece Tube Base Unit	Ti2-E Ti2-E本機
	Camera カメラ	DS-Fi3	Binocular base left side port 鏡筒ベース左サイドポート
		DS-Qi2	Side port サイドポート
	Camera Adapter カメラアダプタ	C-0.55X DS relay lens 0.55x	DS-Fi3
Objective lens 接眼レンズ	CFI 10X	C-T-TS/TC-T-ER	
Stage ステージ	Manual 手動ステージ	TC-S-SR/SRF Rectangular Stage	Ti2-E Ti2-E本機
	Manual 手動ステージ	TI2-S-HL/HM/HS Rectangular Stage	
	Motorized stage 電動ステージ	TI2-S-SE-E E-Linner Stage TI2-S-SS-E motorized stage	
	Laser Safety Cover レーザーセーフティーカバー	TI-LA-LSC	
Illumination 照明関係	Pillars 透過照明支柱	TI2-D-PD Illumination Pillars 透過照明支柱	Ti2-E Ti2-E本機
	Light source (transmit) 透過用光源	TI2-D-LHLED LED Lamphouse ランプハウス	TI2D-D-PD
		D-LH/LC Precentered Lamphouse プリセンターランプハウス	TI2D-D-PD
	Accessories 透過照明支柱アクセサリ	TI2-D-SF Transmission Filter slider 透過フィルタースライダー	TI2D-D-PD
		TS2R-LS Light-shield ライトシールド	TI2D-D-PD
	Condenser Turret コンデサーターレット	TI2-C-TC-E E-Condenser Turret	TI2D-D-PD
Condenser Lens コンデンサーレンズ	TI-C-LWD LWD Lens	TI2-C-TC-E	
Nospices ノーズピース	With PFS パーフェクトフォーカス付	TI2-N-ND-P Perfect Focus with Sextuple Nosepiece (PFS6レボ)	Ti2-E Ti2-E本機
		TI2-N-NDM-P MP Perfect Focus with Sextuple Nosepiece (MP用PFS6レボ)	
		TI2-N-NDA-P 自動補正環用PFS5レボルバー	
	Without PDS パーフェクトフォーカスなし	TI2-N-ND-E 電動DIC6孔レボルバー	
Epi-fl 蛍光ターレット	FL Turret FLターレット	TI2-F-FLT-E Turret 電動蛍光フィルターターレット	Ti2-E Ti2-E本機
		TI2-F-FLTH-E 電動HQ蛍光フィルターターレット	
		TI2-F-FLT-I 状態検出蛍光フィルターターレット	
Illuminators 照明	Filter Wheel フィルターホイール	TI2-P-FWB-E BA Wheel 電動HQ蛍光フィルターターレット	TI2-E sideport (left and right)
	Epi Aperture Stop 落射視野絞り	TI2-F-FSS FS Slider	Ti2-E Ti2-E本機

System part		Model name	Installation position 取り付け位置		
Port ポート		C-DA C-Mount Direct Adapter CH Cマウントダイレクトアダプター	TI2-E sideport (left and right) TI2-E 本機左右サイドポート		
		TI2-P-CCA C-Mount Adapter CT 心出し機構付きCマウントアダプター	TI2-E sideport (left only) TI2-E 本機左サイドポート		
		STORM Port ストーム用ポート	TI2-E sideport (right only) TI2-E 本機右サイドポート		
		Confocal A1 (with adapter) Confocal A1 (アダプタ付)	TI2-E sideport (left only) TI2-E 本機左サイドポート		
Epi-fl 落射照明装置	LAPP (Branch) LAPP ブランチ	TI2-LA-BM-E E-Main Branch TI2-LA-BM-E 電動メインブランチ	TI2-E TI2-E本機		
		TI2-LA-BS-E E-Sub Branch TI2-LA-BS-E サブブランチ			
	LAPP (Module) LAPP (照明モジュール)	TI2-LA-FL EPI-FL Module TI2-LA-FL EPI-FLモジュール	TI2-LA-BM-E		
		TI2-LA-FLL FL Module-L TI2-LA-FLL 広視野用EPI-FLモジュールL			
		TI-LA-FRAP FRAP Module TI-LA-FRAP FRAPモジュール			
		TI-LA-DMD DMD Module TI-LA-DMD DMDモジュール			
		TI-LA-TIRF TIRF Module TI-LA-TIRF TIRFモジュール			
		TI-LA-HTIRF H-TIRF Module TI-LA-HTIRF H-TIRFモジュール			
		LAPP (Accessories) LAPP (アクセサリ)		TI-LA-LEDAD LED Adapter TI-LA-LEDAD LEDアダプター	TI2-LA-FL/TI2-LA-FLL
				TI-LA-EXS Extension Spacer TI-LA-EXS エクステンションスペーサー	-
	Others その他	Accessories アクセサリ	TS2R-LS Light-shield TS2R-LS ライトシールド		
			TI2-FP Fixing Plate TI2-FP 固定プレート		
TI2-D-LSK Safety Kit TI2-D-LSK セーフティーキット					
TI-BCH Carrying Handle TI-BCH キャリーハンドル					
Stage Up Kit ステージアップキット			TI2-LA-SUE TI2-E Up Kit TI2-LA-SUE TI2用アップキット		
			TI2-LA-SU TI2-A/U Up Kit TI2-LA-SU TI2-A/U アップキット		